

**MEDISEPT**

MEDISEPT Sp. z o.o.  
Konopnica 159c  
21-030 Motycz - lubelskie - Polska  
Tel.: +48 81 535 22 92  
g.gromadzki@medisept.pl  
<https://medisept.pl/>

## Arkusz danych składników

według 648/2004/WE, 907/2006/WE

Identyfikator produktu: Protect Extra

10 % lub więcej			
CAS	Nazwa chemiczna wspólna lub nazwa IUPAC	INCI	Farmakopei Europejskiej
7732-18-5	Woda	AQUA	
2372-82-9	N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropano-1,3-diamina	LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE	

1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %			
CAS	Nazwa chemiczna wspólna lub nazwa IUPAC	INCI	Farmakopei Europejskiej
112-34-5	2-(2-butoksyetoksy)etanol	BUTOXYDIGLYCOL	
94667-33-1	Di-decylo-metylo-polioksyetylo-amonowo-czwartorzędowo-propionat (M=10)		
69011-36-5	Izotridekanol etoksylogowany (9 mol EO)	TRIDECETH-9	
7173-51-5	Chlorek didecyldimetyloamonium	DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE	
107-21-1	Etano-1,2-diol	GLYCOL	

0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %			
CAS	Nazwa chemiczna wspólna lub nazwa IUPAC	INCI	Farmakopei Europejskiej
67-63-0	Propan-2-ol	ISOPROPYL ALCOHOL	
39464-70-5	Fenol etoksylogowany fosforanowy		
138-86-3	Dipenten	LIMONENE	
94441-92-6	N-(2-karboksyetylo)-N-(2-etyloheksyl)-β-alaninian sodu		
57-55-6	Propano-1,2-diol	PROPYLENE GLYCOL	
31138-65-6	Glukoheptonian sodu		

mniej niż 0,1 %			
CAS	Nazwa chemiczna wspólna lub nazwa IUPAC	INCI	Farmakopei Europejskiej
9014-01-1	Subtylizyna	SUBTILISIN	
	Kompozycje zapachowe		