



MEDISEPT

Prawdziwa dezynfekcja

Data sporządzenia: 04.10.2015

Arkusz danych składników

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31.03.2004 r. w sprawie detergentów z późniejszymi zmianami.

Nazwa produktu: **Viruton Forte**
Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Producent: Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159c, 21-030 Lublin
tel. 81 535 22 22, fax 81 535 22 27

Nazwa chemiczna	CAS	Zawartość %
woda demineralizowana	7732-18-5	10 % lub więcej
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	2372-82-9	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate	94667-33-1	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
Mieszanina oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych C9-C11, 6EO	68439-45-2	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
Etano-1,2-diol	107-21-1	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
2-aminoetanol	141-43-5	0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %
Kompozycja zapachowa protect		0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %

Medi-Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 C
21-030 Motycz

tel.: +48 81 535 22 22
fax: +48 81 535 22 37
zamówienia fax: +48 801 356 455

infolinia: +48 801 535 220
info@medi-sept.com.pl
www.medisept.pl