

**MEDISEPT**

Prawdziwa dezynfekcja

Data sporządzenia: 04.10.2015

## Arkusz danych składników

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31.03.2004 r. w sprawie detergentów z późniejszymi zmianami.

Nazwa produktu: **Viruton Extra**  
Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Producent: Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159c, 21-030 Motycz  
tel. 81 535 22 22, fax 81 535 22 27

Nazwa chemiczna	CAS	Zawartość %
Monotlenek diwodoru	7732-18-5	10 % lub więcej
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	2372-82-9	10 % lub więcej
2-(2-butoksyetoksy)etanol	112-34-5	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
Propan-2-ol	67-63-0	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate	94667-33-1	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchloride	7173-51-5	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
Produkt reakcji masy soli trisodowej N,N-bis(karboksymetylo)-(2S)-alaniny i soli trisodowej N,N-bis(karboksymetylo)-(2R)-alaniny, roztwór wodny	164462-16-2	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
Mieszanina oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych C9-C11, 6EO	68439-45-2	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
Terpeny Pomarańczowe	138-86-3	0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %
Phosphoric acid, mono- and di-C6-10-alkyl esters	68307-94-8	0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %
Enzym proteaza	Enzym w płynie	0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %

Medi-Sept Sp. z o.o.  
Konopnica 159 C  
21-030 Motycz

tel.: +48 81 535 22 22  
fax: +48 81 535 22 37  
zamówienia fax: +48 801 356 455

infolinia: +48 801 535 220  
info@medi-sept.com.pl  
www.medisept.pl