



MEDISEPT

Prawdziwa dezynfekcja

Data sporządzenia: 15.05.2017

Arkusz danych składników

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31.03.2004 r. w sprawie detergentów z późniejszymi zmianami.

Nazwa produktu: **Velox Wipes**
Alkoholowe chusteczki przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

Producent: Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159c, 21-030 Motycz
tel. 81 535 22 22, fax 81 535 22 27

Nazwa chemiczna	CAS	Zawartość %
Alkohol izopropylowy	67-63-0	10 % lub więcej
woda demineralizowana	7732-18-5	10 % lub więcej
Alkohol etylowy	64-17-5	10 % lub więcej
Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym	139734-65-9	0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %,
chlorek didecyldimetyloamoniowy	7173-51-5	0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %,
Kompozycja zapachowa Grapefruit&mandaryn 292794		

Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C
21-030 Motycz

tel.: +48 81 535 22 22
fax: +48 81 535 22 37
zamówienia fax: +48 801 356 455

infolinia: +48 801 535 220
info@medi-sept.com.pl
www.medisept.pl