

**MEDISEPT**

Prawdziwa dezynfekcja

Data sporządzenia: 04.10.2015

Arkusz danych składników

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31.03.2004 r. w sprawie detergentów z późniejszymi zmianami.

Nazwa produktu: **Quatrodes Unit NF**
Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących

Producent: Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159c, 21-030 Motycz
tel. 81 535 22 22, fax 81 535 22 27

Nazwa chemiczna	CAS	Zawartość %
woda demineralizowana	7732-18-5	10 % lub więcej
Eter monobutyłowy glikolu dietylenowego	112-34-5	1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %,
Chlorek dioktylo-dimetyloamoniowy	5538-94-3	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
Wodorotlenek potasu	1310-58-3	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
Pirofosforan tetrapotasu	7320-34-5	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
Produkt reakcji masy soli trisodowej N,N-bis(karboksymetylo)-(2S)-alaniny i soli trisodowej N,N-bis(karboksymetylo)-(2R)-alaniny, roztwór wodny	164462-16-2	1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %
Chlorek dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy	85409-22-9	0,1% lub więcej, lecz mniej niż 1 %

Medi-Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 C
21-030 Motycz

tel.: +48 81 535 22 22
fax: +48 81 535 22 37
zamówienia fax: +48 801 356 455

infolinia: +48 801 535 220
info@medi-sept.com.pl
www.medisept.pl