



MEDISEPT

Prawdziwa dezynfekcja



Velox® Medi Wipes

Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji przeznaczone specjalnie do nieinwazyjnych wyrobów medycznych

Velox® Medi Wipes przeznaczone są do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych: sprzętu medycznego, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, łóżek. Chusteczki zalecane są również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji.

Cechy produktu:

- Działają już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Rota, Noro.
- Zalecane do sprzętu medycznego, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, łóżek pacjentów, szafek, blatów.
- Do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością.
- Chusteczki włókninowe 19x15 cm, 50 g/m².
- Przebadane dermatologicznie.

Korzyści dla użytkownika:

- Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami.
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
- Dają efekt odświeżenia.
- Ekonomiczne w użyciu.



Chusteczki



Działa w 30 sek.
na B, F, Tbc, V



Nieinwazyjne
wyroby medyczne



Zapach
tea tonic

Velox® Medi Wipes

Zastosowanie:

Velox® Medi Wipes przeznaczone są do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych: sprzętu medycznego, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, łóżek. Chusteczki zalecane są również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji. Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierają aldehydu i fenolu. Przebadane dermatologicznie.

Spektrum	Norma wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.	30 sek.
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Hermes simplex, Ebola)	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus BVDV	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.	30 sek.

Sposób użycia:

Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnię. Dokładnie zamykać opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.

Skład: 50 sztuk zawiera:

250 g roztworu nasączonego.

100 g roztworu zawiera:

etanol, propan-2-ol

Opakowania handlowe:




50 szt., typu flow pack z etykietą samoprzylepną

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych. Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Karta charakterystyki oraz arkusz danych składników dostępne na stronie www.medisept.pl

CE 2274

 Wytwórca:
MEDISEPT Sp. z o.o.
Konopnica 159 c
21-030 Motycz

tel.: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 05.2019