

**MEDISEPT**

MEDISEPT Sp. z o.o.
Konopnica 159c
21-030 Motycz - lubelskie - Polska
Tel.: +48 81 535 22 92
g.gromadzki@medisept.pl
<https://medisept.pl/>

Arkusze danych składników

według 648/2004/WE, 907/2006/WE

Identyfikator produktu: Mediclean 201 Indust

10 % lub więcej			
CAS	Nazwa chemiczna wspólna lub nazwa IUPAC	INCI	Farmakopei Europejskiej
7732-18-5	Woda	AQUA	

1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %			
CAS	Nazwa chemiczna wspólna lub nazwa IUPAC	INCI	Farmakopei Europejskiej
112-34-5	2-(2-butoksyetoksy)etanol	BUTOXYDIGLYCOL	
1310-73-2	Wodorotlenek sodu	SODIUM HYDROXIDE	
68439-46-3	Alkohol, C9-11, etoksylogowany (6 EO)	C9-11 PARETH-6	
126-92-1	Etasulfat sodowy	SODIUM ETHYLHEXYL SULFATE	
64-02-8	Wersenian czterosodowy	TETRASODIUM EDTA	
10213-79-3	Metakrzemian sodu pięciowododny	SODIUM METASILICATE	

0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %			
CAS	Nazwa chemiczna wspólna lub nazwa IUPAC	INCI	Farmakopei Europejskiej
7320-34-5	Pirofosforan tetrapotasowy	TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE	
5064-31-3	Nitrylotrioctan trisodu	TRISODIUM NTA	