



MEDISEPT



Velox® Spray

Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni

Velox® Spray to płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV).

Cechy produktu:

- Do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego.
- Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością.
- Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro).
- Nie pozostawia smug i zacieków.
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy.
- Dostępny w dwóch wersjach zapachowych.

Korzyści dla użytkownika:

- Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami.
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
- Możliwość zastosowania do wielu powierzchni w obszarze medycznym i pozamedycznym.



Dezynfekuje
powierzchnie



Narzędzia
fryzjerskie
i kosmetyczne



Zapach
tea tonic



Zapach
neutralny

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

Zastosowanie:

Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością (w tym zamrażarki i lodówki). Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, kłamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych.

| SPEKTRUM | NORMY WG EN 14885 | OBciążENIE ORGANICZNE | |
|---|-------------------|-----------------------|---------|
| | | NISKIE | WYSOKIE |
| Bakterie | EN 13697 | 30 sek. | 60 sek. |
| | EN 13727 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 17387 | | 5 min |
| Grzyby (<i>C.albicans</i>) | EN 13624 | 15 sek. | 15 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | |
| | EN 16615 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 17387 | | 5 min |
| Prątki gruźlicy (<i>M.terrae</i>) | EN 14348 | 30 sek. | 30 sek. |
| Prątki (<i>M.avium</i> , <i>M.terrae</i>) | EN 14348 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirusy BVDV | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirus Rota | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirus Noro | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą.

Skład: substancja czynna w 100 g preparatu:

63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol

Wersje zapachowe:

neutral, tea tonic

Opakowanie handlowe:

butelka 1 l ze spryskiwaczem,
kanister 5 l



Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7675/19

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.
Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Karta charakterystyki oraz arkusz danych składników dostępne na stronie www.medisept.pl

Wersja neutral

Wersja tea tonic



CE 2274